


# 品質検査報告書

品名・品番		着圧ゾッキストッキング		PS02-M01(PS02-L01)・PS02-M04(PS02-L04)							
表示事項	組成表示	ナイロン		適	取扱表示		106・202・602			適	
		ポリウレタン			サイズ表示		ヒップ 85 ~ 98 cm 身長 150 ~ 165 cm M ~ L			適	
		表示方法のみ			原産国表示		日本製			適	
製品検査	外観	材料	良	耐洗濯性	106 法	1回処理後	5回処理後	寸法変化率 (%)	ウエスト幅	-0.5	/
		縫製	良			外観	良		パンツ丈	-1.2	
						縫製	良		股上	-0.6	
						変退色	4-5 級		股下	-1.3	
						色泣き	5 級		裾幅	-4.7	
						パッカリング	ー 級				
		106 法		吊り干し乾燥		C/# 01(ヌードベージュ)					
生地検査	項目	試験方法\生地No.	C/# 01	C/# 04	3	4	5	6	7	8	
	耐光 (級)	JIS L 0842	変	4	4以上						
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変	4-5	4-5						
			汚	4-5	3						
			液汚	5	3						
	汗 (級)	JIS L 0848 (酸/アルカリ)	変	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚	4-5	4-5	3	3				
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型	乾	4-5	4-5						
			湿	4-5	4						
	混用率 (%)	JIS L 1030-2		ナイロン 59.0 ポリウレタン 41.0							
ホルムアルデヒド	JIS L 1041 B法 (μg/g)		20以下	20以下							
備考		ホルムアルデヒド試験は製品で実施(附属、パーツ込み)									
		依頼者指定項目									
色	01	ヌードベージュ	04	ブラック	3	4	5	6	7	8	
生見本			MENKEN								
処理	受付日	平成28年3月15日			発行		平成28年3月17日				
	受付	担当	確認	No. OS-506704		検査機関	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 堺市西区浜寺石津町東 2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501				

納入先	会社名	
	地区・店名	
	MD	
	分類コード	
納入者	商品コード	
	納入者コード	
	会社名	株式会社 エムアンドエムソックス
	所在地	大阪府大阪市港区弁天5-16-13 TEL 06-6571-5820 FAX 06-6571-5821
	担当者	南
品名	着圧ゾッキストッキング	
	品番	PS02-M01(PS02-L01)・PS02-M04(PS02-L04) 色数 2点
漂白剤使用禁止表示あり		

判定	適用規格	メンケン品質基準	
	製品検査 (1点検査)	合格	不合格
	染色堅牢度	合格(2色)	不合格(0色)
	物性	合格	不合格
	ホルムアルデヒド	合格(2色)	不合格(0色)
	添付白布	綿	ナイロン
会社名又は検査機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター		
判定者	長谷 剛		

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。



OS- 605745


**証 明 書**

依頼者 (株) エムアンドエムソックス 殿

平成 29 年 1 月 23 日 提出された試料について試験の結果は下記の通りであることを報告します。

平成 29 年 1 月 30 日

一般財団法人 メンケン品質検査協会  
大阪試験センター



品名 / 品番 着圧ゾッキストッキング / PS02  
 関連品番: FM01、FM02、FM03、FM4P、PS04  
 試験項目 抗菌性試験  
 試験方法 JIS L 1902 (定量試験・菌液吸収法・混釈平板培養法)  
 試験結果 下記のとおり

試験試料*1	洗濯回数*2	接種直後生菌数 (logT <sub>0</sub> )	培養後生菌数 (logT <sub>t</sub> )	抗菌活性値*3
1 黒	0	4.5	1.3	6.0
2 黒	5	4.5	1.5	5.9
3				
4				
5				
6				
7				
8				

\*1 菌接種時に0.05%非イオン界面活性剤を使用し、試験試料の滅菌は、オートクレーブによる

\*2 洗濯方法は、(一社)繊維評価技術協議会「SEKマーク繊維製品の洗濯方法」による

\*3 logC<sub>0</sub>>logT<sub>0</sub>の場合、logT<sub>0</sub>をlogC<sub>0</sub>として計算している

試験菌種(保存番号)	Staphylococcus aureus (NBRC12732)
接種菌濃度	1.4 × 10 <sup>5</sup> (CFU/mL)

試験成立の判定

対照試料*4 接種直後生菌数 (logC <sub>0</sub> )	4.5	増殖値 2.8 ≥ 1.0(試験成立)
対照試料19時間培養後生菌数 (logC <sub>t</sub> )	7.3	

\*4 対照試料として綿標準布を使用

	1	2	3	4	5	6	7	8
試験試料	[Redacted]		MENK					

一般財団法人 メンケン品質検査協会  
 大阪府堺市西区浜寺石津町東2-5-25  
 TEL 072-243-4500 FAX072-243-4501

受付	担当	確認
処理	平岡	梅田
		長谷

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 品質検査報告書





品名・品番	着圧ゾッキストッキング		PS02									
表示事項	/											
製品検査	/											
生地検査	項目	試験方法\生地No.	1	黒	2	3	4	5	6	7	8	
	耐光 (級)	JIS L 0842	変	/	/	/	/	/	/	/	/	
	洗濯 (級)	JIS L 0844 (A-2号)	変 汚	/	/	/	/	/	/	/	/	
	汗 (級)	JIS L 0848 (酸/アルカリ)	変 汚	/	/	/	/	/	/	/	/	
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型	乾 湿	/	/	/	/	/	/	/	/	
	吸水性 (秒)	JIS L 1907(滴下法)	1	/	/	/	/	/	/	/	/	
	速乾性 (%)	拡散性残留水分率 カケン法	1時間	4.6	/	/	/	/	/	/	/	
備考	依頼者指定項目											
色	黒											
生地見本	2		3	4	5	6	7	8				
処理	受付日	平成29年1月23日		発行	平成29年1月25日		検査機関	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 堺市西区浜寺石津町東 2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501				
	受付	担当	確認					OS-605746				
	平岡	梅田	長谷					大阪試験センター				

納入先	会社名	
	地区・店名	
	MD	
	分類コード	
納入者	商品コード	
	納入者コード	
	会社名	株式会社 エムアンドエムソックス
	所在地	大阪府大阪市港区弁天5-16-13 TEL 06-6571-5820 FAX 06-6571-5821
品名	担当者	南
	着圧ゾッキストッキング	
	品番	PS02 色数 1点
関連品番: PS03・PS04		


判定	適用規格	
	製品検査 (1点検査)	合格 ・ 不合格 (耐洗濯性及び寸法変化率含む)
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格 ・ 不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)
	添付白布	.
会社名又は検査機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター	
判定者	長谷 剛	

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 品質検査報告書

品名・品番	着圧ゾッキストッキング		PS02											
表示事項	/													
製品検査	/													
生地検査	項目	試験方法\生地No.	1	黒	2	3	4	5	6	7	8			
	耐光 (級)	JIS L 0842	変	/										
	洗濯 (級)	JIS L 0844 (A-2号)	変 汚	/										
	汗 (級)	JIS L 0848 (酸/アルカリ)	変 汚	/										
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型	乾 湿	/										
	帯電性 (秒)	JIS L 1094 A法 半減期測定法		2.0										
帯電性 (V)	JIS L 1094 B法 (摩擦布:綿/毛) 摩擦帯電圧測定法	タテ ヨコ	5 5	5 4										
備考	依頼者指定項目													
色	黒													
生地見本	2		3		4		5		6		7		8	
処理	受付日	平成29年1月23日		発行	平成29年2月2日		検査機関		一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 堺市西区浜寺石津町東 2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501					
	受付	担当	確認		No. OS-605747									
														

納入先	会社名	
	地区・店名	
	MD	
納入者	分類コード	
	商品コード	
品名	納入者コード	
	会社名	株式会社 エムアンドエムソックス
	所在地	大阪府大阪市港区弁天5-16-13 TEL 06-6571-5820 FAX 06-6571-5821
	担当者	南
		着圧ゾッキストッキング
	品番	PS02 色数 1点
関連品番: FM01・FM02・FM03・FM4P PS01・PS03・PS04・PS05		

判定	適用規格	合格 ・ 不合格	
	製品検査 (1点検査)	(耐洗濯性及び寸法変化率含む) 合格(色) 不合格(色)	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)	
	物性	合格 ・ 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)	
	添付白布	・	
	会社名又は検査機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター	
	判定者	長谷 剛 	

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。